



Einfach mobil.

DIP DEALER
INFORMATION
POOL

DE EN FR

DIP alber

Outil de vérification des compatibilités entre les motorisations alber et les fauteuils roulants manuels

Introduction



Ce tutoriel vous guide dans l'utilisation du DIP alber afin de vous permettre de vérifier de manière autonome la compatibilité d'un fauteuil roulant manuel avec une motorisation alber.

Le DIP alber est accessible depuis le site institutionnel.


Cet outil ne vous permet pas de réaliser un devis ou passer une commande.

Sommaire


1. Accéder au DIP alber depuis www.invacare.fr/Aide&Support
2. Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP
3. Sauvegarder sa recherche de compatibilité

Accéder au DIP Alber depuis le site internet


- Depuis la page d'accueil du site www.invacare.fr, cliquez sur le menu Aide & Support



- Puis cliquez sur Compatibilité Alber



Compatibilité Alber



DIP - DEALER INFORMATION POOL

Vous pouvez vérifier en toute autonomie les compatibilités des **Fauteuils Roulants Manuels de toutes marques** avec les motorisations de la gamme **Alber**.

La gamme Alber c'est quoi?

Les motorisations **Alber** apportent différents types d'assistance. Certaines motorisations vont permettre à l'utilisateur d'avoir une **assistance dans la propulsion du fauteuil** (*Alber E-Motion, Alber Twion, Alber SMOOV One* ou *Alber E-Pilot*) ou encore **assister la tierce-personne dans la poussée** du fauteuil (*Alber Viamobil V25, Alber Viamobil Eco V14* ou *Alber Viaplus V12*).

D'autres motorisations vont permettre d'utiliser le fauteuil roulant par le biais d'un joystick (*Alber e-fix E35-E36*).

Accéder au DIP Alber depuis le site internet

- Cliquez sur le bouton de connexion

Vous trouverez ci-dessous les identifiants pour vous connecter :

Nom de l'utilisateur : InvacareFR ----- Mot de passe : Invacare Fr



Accéder au DIP Alber depuis le site internet

- Vous arrivez sur la page suivante :



alber
Einfach mobil.

DIP DEALER
INFORMATION
POOL

DE EN FR

Bienvenue

Attention:

Il y a une actualisation du DIP à 06:00 par jour, malheureusement un login n'est pas possible jusqu'à 06:05.

Pour l'utilisation du DIP il faut activer "JavaScript" et "Cookies"!

Veuillez assurer que "JavaScript" et "Cookies" sont actif, avant que vous vous connectez avec le DIP!

Identification de l'utilisateur

Veuillez saisir votre numéro de client ou bien nom de l'utilisateur et mot de passe et cliquez sur « connecter », pour démarrer le DIP.

Nom de l'utilisateur:


Mot de passe:

 **Connecter**

1. Renseignez les champs « Nom de l'utilisateur » et « Mot de passe » avec les éléments suivants puis cliquez sur « Connecter »
 - Nom de l'utilisateur : InvacareFR
 - Mot de passe : Invacare Fr

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- Sur la page ci-dessous, cliquez sur le produit sur lequel vous souhaitez vérifier une compatibilité – Dans ce tutoriel nous prendrons comme exemple le **viamobil**











alber Einfach mobil.

DIP DEALER INFORMATION POOL

COMMANDER MONTAGE HISTORIQUE DES COMMANDES PANIER CONTACT MON DIP RECHERCHE PRODUIT LOG OUT

DIP en vaut la peine


plus de contenu pour votre temps

 e-fix Ordre	 E-MOTION Ordre	 E-PILOT Ordre	 scalamobil Ordre
 SMOOV Ordre	 TWIGN Ordre	 viamobil eco Ordre	 viamobil Ordre

NB : Le **viaplus** est inclus dans le **viamobil eco**

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- Cliquez sur ce bouton



alber Einfach mobil.

DIP


DEALER INFORMATION POOL

COMMANDER MONTAGE HISTORIQUE DES COMMANDES PANIER CONTACT MON DIP RECHERCHE PRODUIT LOG OUT

viamobil

- VIAMOBIL, AVEC SUPPORTS ET ACCESSOIRES INCLUS
- SUPPORTS ET ACCESSOIRES
- ACCESSOIRES

Commander



viamobil

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- Puis cliquez le modèle souhaité



Commander produit et accessoires: viamobil

	Modèle	Numéro de commande	Unité de transport	Prix en EUR	Prix en EUR (TVA inclus)
	viamobil V25 sans batterie	1566308		0,00	0,00
	viamobil V25 160 kg de charge Étendue de Livraison: - Unité d'entraînement - Unité de contrôle - Batterie - Chargeur	1521003		0,00	0,00

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

Configuration: viamobil V25

Mode de commande: Produit et accessoires

Panier Numéro: 00340273_121



Demande Accessoires ←

Demande		Fauteuil roulant	
Pays:	France	* Fabricant du fauteuil roulant:	
Type de commande:	Nouveau	* Type du fauteuil roulant:	
Version du produit:	V25	* Accroche-taxi:	non
Combinaison avec autre produit Alber:	non	* Largeur d'assise cm:	
Installation:	Montage effectué par un pre	* Hauteur d'assise arrière cm:	
Sans fixation de roue:	<input type="checkbox"/>	* Diamètre des roues arrière:	
Sans fixation de commande:	<input type="checkbox"/>	* Axe de roue:	
		* Frein tambour:	

Renseignement

- Sur cette nouvelle page vous allez définir la configuration du fauteuil roulant manuel et de la motorisation.
- Complétez l'intégralité des champs proposés dans les onglets « Demande » et « Accessoires ».
- **3 règles d'or :**
 - Un champ avec un astérisque rouge est un champ obligatoire
 - Un fauteuil roulant manuel qui n'est pas listé signifie que le produit n'a pas été testé par alber
 - Un fauteuil roulant manuel ou un paramètre de configuration qui est listé mais en rouge signifie qu'il n'est pas compatible.

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- Cliquez ensuite sur OK

Configuration: viamobil V25

Mode de commande: **Produit et accessoires**

Panier Numéro: 00340711_121

Demande **Accessoires**

Accessoires

* Anti bascule Viamobil:	<input type="text" value="nein"/>
Zusatzschlebegriffe:	<input type="checkbox"/>
* Mode à pousser tierce-personne:	<input type="text" value="Tendeur à pousser"/>
Anti-bascule et béquille:	<input type="text" value="non"/>
Tube basculeur pour fauteuil roulant:	<input type="checkbox"/>
Anbauhilfe für Viamobil V25:	<input type="checkbox"/>
Extension de garantie:	<input type="checkbox"/>

Info

Obere Aufnahme:	<input type="text" value="140"/>
Untere Aufnahme:	<input type="text" value="162"/>
Position de montage:	<input type="text" value="innen"/>
Insert de fixation pour commande tierce-personne:	<input type="text" value="Set de pinces"/>
Adaptateur anti-bascule:	<input type="text" value="schmal"/>
Info:	<input type="text"/>
Commentaires:	<input type="text"/>

OK
Reset
Annuler

Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- En arrivant sur la page ci-dessous, cela signifie que la configuration que vous avez sélectionnée est bien compatible avec la motorisation choisie.
- Vous retrouvez sur cette page l'ensemble des références qui seront nécessaires pour commander la motorisation, le kit de fixation et les accessoires

Panier

Panier Numéro: 00340711_121 

Mode de commande: Produit et accessoires

Quantité	Modèle	Numéro de article:	Unité de transport	Prix de la pièce sans TVA	Prix de la pièce avec TVA	Taux de TVA	Total sans TVA (remise inclus)	Supprimer l'article
<input type="text" value="1"/>	viamobil V25 180 kg de charge Étendue de Livraison: - Unité d'entraînement - Unité de contrôle - Batterie - Chargeur	1521003		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	Kit de fixation IVC Action 3 entraînement à un bras	1593194		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	upper bolt set V25 140mm	1521220		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	Lower bolt set V25 162mm	1521227		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	Fixation pour boîtier de commande V15 barre de	1489921	1	0,00	0,00		0,00	


Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP

- **Un numéro de panier** a été attribué à votre recherche. Ce numéro et son contenu sont visibles par notre Service Clients.

Panier

Panier Numéro: 00340711_121 


Mode de commande: **Produit et accessoires**


Quantité	Modèle	Numéro de article:	Unité de transport	Prix de la pièce sans TVA	Prix de la pièce avec TVA	Taux de TVA	Total sans TVA (remise inclus)	Supprimer l'article
<input type="text" value="1"/>	viamobil V25 160 kg de charge Étendue de Livraison: - Unité d'entraînement	1521003		0,00	0,00		0,00	


Réaliser une recherche de compatibilité dans le DIP


- Pour sauvegarder votre panier, cliquez en bas de la page sur « Sauvegarder panier » puis renseigner votre numéro de client (Champ PO) et votre référence interne (Champ SO).


1	Set de fixation pour viamobil V15/V25	1466861	0,00	0,00	0,00
1	Set of ballcup fixation V15/V25	1490977	0,00	0,00	0,00
1	V25 kit Export	1521203	0,00	0,00	0,00


 Envoyer panier

 Vide le panier

 Ajouter article

 Actualiser panier

 Imprimer panier

 Sauvegarder panier

Somme ordonnée sans TVA: 0,00

Somme ordonnée avec TVA: 0,00

Prix en EUR (remise inclus)

Malheureusement il n'est pas possible de changer/compléter des paniers configurés.
Veuillez commander des accessoires ou pièces détachées séparément.

- **IMPORTANT** : Le fait de sauvegarder un panier n'engendre aucune commande auprès de nos services. Cela vous permet uniquement de garder un historique de vos recherches de compatibilités.