



Einfach mobil.

**DIP** DEALER  
INFORMATION  
POOL

DE EN FR

## DIP alber

Tool voor het controleren van de compatibiliteit tussen alber hulpaandrijvingen en manuele rolstoelen (elk merk)

# Introductie



Deze tutorial begeleidt u bij het gebruik van de alber DIP, zodat u zelfstandig de compatibiliteit van een manuele rolstoel – van eender welk merk – met een alber hulpaandrijving kunt controleren.

De alber DIP is toegankelijk vanuit de website of vanuit uw Invacare PRO account.

Met deze tool kunt u geen offerte maken of een bestelling plaatsen.


## **Overzicht**

1. Toegang tot alber DIP vanuit [www.invacare.be/nl/help-support](http://www.invacare.be/nl/help-support)
2. Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in de DIP
3. Sla uw compatibiliteitszoekopdracht op


# 1. Toegang tot DIP vanuit de website



- Klik op de startpagina van de website [www.invacare.be](http://www.invacare.be) op het menu Help en Support



- Klik vervolgens op Alber compatibiliteit



Home / Service & Contact / Alber compatibiliteit

## Alber compatibiliteit



### DIP - DEALER INFORMATION POOL

Vanaf heden kunt u als verdeler toegang krijgen tot de DIP (Dealer Information Pool). Dit is een database die het mogelijk maakt om de **compatibiliteit** tussen een **manuele rolstoel - van gelijk welk merk** - en een **Alber hulpaandrijving te controleren** en om de specifieke **bevestigingsset** die nodig is voor elke montage te identificeren en te visualiseren.

#### Wat is het Alber ?

Alber motoren bieden verschillende soorten hulp. Sommige aandrijvingen stellen de gebruiker in staat om hulp te krijgen bij het voortstuw van de rolstoel ([Alber E-Motion](#), [Alber Twion](#), [Alber SMOOV One](#), [Alber E-Pilot](#)) of andere motoren helpen de begeleider bij het duwen van de rolstoel ([Alber Viamomil V25](#), [Alber Viamobil Eco V14](#), [Alber Viaplus V12](#)).

Met andere motoren kan de rolstoel worden gebruikt via een joystick ([Alber e-fix E35-E36](#)).

# Toegang tot DIP vanuit de website

- Klik op de afbeelding om in te loggen

Hieronder vindt u de gegevens om in te loggen op de DIP :

User name : InvacareBENL ----- Password : InvacareBENL

Klik op de afbeelding om in te loggen.



# Toegang tot DIP vanuit de website



- U komt op deze pagina terecht:

**alber** Einfach mobil.

**DIP** DEALER INFORMATION POOL

DE EN FR

### Welcome

**Login**

Please fill in your Alber customer number or your personal username and your password. Click "Login" to start.

User name:

Password:

Login

Forgotten password? click [here](#).

**Attention:**

"JavaScript" and "Cookies" must be activated!

Please assure "JavaScript" and "Cookies" are activated before login into the DIP!

1. Vul de velden "User name" en "Password" in met de onderstaande gegevens en klik vervolgens op "Login"
  - User name: InvacareBENL
  - Password: InvacareBENL

## 2. Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP



- Klik op de onderstaande pagina op het product waarvan u de compatibiliteit wilt controleren – In deze tutorial nemen we de **viamobil** als voorbeeld

**alber** Einfach mobil.

**DIP** DEALER INFORMATION POOL

ORDER MOUNTING ORDER HISTORY CART CONTACT MY DIP PRODUCTSEARCH LOG OUT

**DIP values**  
... more value for your time ...  
**Today : Maintenance in progress 05:00 till 05:30 pm**  
Unfortunately, the dip will not be available.

<b>e-fix®</b> Order	<b>E-MOTION®</b> Order	<b>E-PILOT</b> Order	<b>scalamobil®</b> Order
<b>SMOGV</b> Order	<b>TWIDN®</b> Order	<b>viamobil® eco</b> Order	<b>viamobil®</b> Order

NB: De **viaplus** kunt u vinden bij de **viamobil eco**

# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP



- Klik op deze knop

alber Einfach mobil.

**DIP** DEALER INFORMATION POOL

ORDER MOUNTING ORDER HISTORY CART CONTACT MY DIP PRODUCTSEARCH LOG OUT

viamobil

VIAMOBIL INCL. BRACKETS AND ACCESSORIES

BRACKETS AND ACCESSORIES

ACCESSORIES

SPARE PARTS

Order

viamobil®

# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP





- Klik vervolgens op het gewenste model

alber Einfach mobil.

**DIP** DEALER INFORMATION POOL

ORDER MOUNTING ORDER HISTORY CART CONTACT MY DIP PRODUCTSEARCH LOG OUT

## Order Product and accessories: viamobil

Model	Article.-No.	Unit	Price in EUR	Price in EUR (incl. VAT)
 viamobil V25 without battery	1566308		0,00	0,00
 viamobil V25	1521003		0,00	0,00

160 kg load

Scope of Delivery:

- Drive unit
- Control unit
- Battery-Pack
- Charger

# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP



Configuration: viamobil V25

Order type: Product and accessories

Cart No.: 00593270\_121

OK  
Reset  
Cancel

Requirements Accessories ←

**Requirements**

Country: Belgium

Order type: New

Product version: V25

Combination with other Alber product: No

Mounting: Self-mounting

Bracket not needed:

Bracket for control unit not needed:

Note:

**Wheelchair**

\* Manufacturer:

\* Model:

\* Restraint system: No

\* Seat width:

\* Rear seat height:

\* Wheel size:

\* Type of axle:

\* Drum brake:

- Op deze pagina definieert u de configuratie van de manuele rolstoel en de aandrijving.
- Vul alle velden in die worden voorgesteld op de tabbladen “Requirements” en “Accessories”.
- **3 gouden regels:**
  - Een veld met een rood sterretje is een verplicht veld.
  - Een manuele rolstoel die niet in de lijst staat, betekent dat het product niet is getest door alber.
  - Een manuele rolstoel of configuratie-instelling die wordt vermeld, maar in het rood, betekent dat deze niet compatibel is.


# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP




- Klik vervolgens op OK

## Configuration: viamobil V25

Order type: Product and accessories

Cart No.: 00593298\_121



 OK
 Reset
 Cancel

Requirements	Accessories
<b>Accessories</b>	
* Anti-tippers Viamobil:	<input type="text" value=""/>
Additional push handles:	<input type="checkbox"/>
* Push unit type:	<input type="text" value=""/>
Puncture proof tires:	<input type="checkbox"/>
Anti-tippers for wheelchair:	<input type="text" value="No"/>
Tilt support:	<input type="checkbox"/>
Mounting aid for viamobil V25:	<input type="checkbox"/>
Waranty Externsion 36 Month Li-Ionen-Battery:	<input type="checkbox"/>

Info	
Upper bolts:	<input type="text" value="130"/>
Upper bolt:	<input type="text" value="165"/>
Lower bolts:	<input type="text" value="145"/>
Lower bolt:	<input type="text" value="162"/>
Mounting position:	<input type="text" value="Inside"/>
Mandrel:	<input type="text" value="Round big (Ø 15 - 21mm)"/>
Adapter for anti-tippers:	<input type="text" value="Small"/>
Info for WC and product combinations:	<input type="text" value=""/>
Comment:	<input type="text" value=""/>

# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP





- Als u op de onderstaande pagina komt, betekent dit dat de configuratie die u hebt geselecteerd compatibel is met de gekozen hulpaandrijving.
- Op deze pagina vindt u alle referenties die nodig zijn om de hulpaandrijving, de bevestigingskit en de accessoires te bestellen.

## Cart

Cart no.: 00593298\_121 

Order type. Product and accessories

Quantity	Model	Article no.:	Sales unit	Salesprice without VAT.	Salesprice incl. VAT.	VAT.	Salesprice complete excl. VAT (incl. discount)	Delete article
<input type="text" value="1"/>	<b>viamobil V25</b> 160 kg load Scope of Delivery: - Drive unit - Control unit - Battery-Pack - Charger	1521003		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	<b>Bracket set IVC Action 3 one-arm drive</b>	1593194		0,00	0,00		0,00	
	 <b>Mounting instruction</b>							
<input type="text" value="1"/>	<b>upper bolt set V25 165mm</b>	1521221		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="1"/>	<b>Lower bolt set V25 162mm</b>	1521227		0,00	0,00		0,00	
<input type="text" value="2"/>	<b>Fixation round d=15-20mm complete</b>	1457350		0,00	0,00		0,00	

# Voer een compatibiliteitszoekopdracht uit in DIP




- Er is een **winkelwagennummer** toegewezen aan uw zoekopdracht. Dit nummer en de inhoud ervan zijn zichtbaar voor onze Klantenservice.

## Cart

Cart no.: 00593298\_121 

### Order type. Product and accessories

Quantity	Model	Article no.:	Sales unit	Salesprice without VAT.	Salesprice incl. VAT.	VAT.	Salesprice complete excl. VAT (incl. discount)	Delete article
<input type="text" value="1"/>	viamobil V25 160 kg load Scope of Delivery: - Drive unit - Control unit	1521003		0,00	0,00		0,00	

# 3. Sla uw compatibiliteitszoekopdracht op



- Om uw winkelmandje op te slaan, klikt u onderaan de pagina op “Save Cart” en vult u vervolgens uw klantnummer (PO-veld) en uw interne referentie (SO-veld) in.

complete

1	Fixation set for viamobil V15/V25	1466861	0,00	0,00	0,00
1	Set of ballcup fixation V15/V25	1490977	0,00	0,00	0,00
1	Documentation Kit V25 multilingual	1521203	0,00	0,00	0,00

Send cart      Actualise cart      Ordersum excl. VAT.: 0,00  
 Delete cart      Print cart      Ordersum incl. VAT.: 0,00  
 Add article      Save cart      Price in EUR (incl. discount)

Configured carts cant be changed/added.  
Please order additional parts/accessories seperately.

- BELANGRIJK:** Het opslaan van een winkelmandje genereert geen bestelling met onze diensten. Hiermee kunt u alleen een geschiedenis bijhouden van uw compatibiliteitszoekopdrachten.